

Benötigte Boxen:

P9901-4A Stativ- und Aufbaumaterial
P9901-4B Mechanik 1



Material:

Art.-Nr.	Anz.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anz.	Bezeichnung
P5310-3F	1	Reiter für Skalen, Schirme und Zeiger	P1120-1S	1	Tarierschrot
P7210-5C	1	NTL-Stativschiene 30 cm	P1220-2A	1	Hebelstange
P7230-1M	1	NTL-Multimuffe SE	P1120-1B	1	Massesatz 1 g ... 50 g
P7230-4E	1	Lagerbolzen	P1220-2B	1	Skala SE
P7240-1C	2	Stativstange rund, L = 250 mm	P1220-2C	1	Zeiger für Hebelstange
P7240-1D	2	Kunststoffkappe für Stativstangen	P1220-2D	2	Waageschale mit Bügel
			P1220-2E	1	Reiter für Hebelstange
			P7400-2C	1	Becherglas 100 ml, KS
			P7400-4A	1	Messzylinder 100 ml, KS



Zusätzlich erforderlich:

Duftpetroleum
Salz- oder Zuckerlösung
Wasser